

社保シリーズ

分割抜歯後の延長ブリッジ

10

社保研究部

今回は、分割抜歯後のブリッジと延長ブリッジについて取り上げる。

延長ブリッジは原則として認められないが、臨在歯の処置状況などから止むを得ない場合、2、4、5番の1歯に限り認められる。ただし、臨在歯が欠損の場合は該当しない。また、7番が欠損の場合の延長ブリッジも半歯程度のポンティックに限り認められる。

以下、分割抜歯後の取り扱いも含めて症例で解説する。

症例解説

まず、初診日に4の抜歯および6の分割抜歯前の処置として56の連冠を切断し、5のFCKとポストコア、6のFCKとメタルコアをそれぞれ除去している。このように、同一歯の中で複数の歯冠修復物を除去した場合は主たる項目を一つだけ算定するので、5はポストコア(歯根の1/3以上の長さ)50点、6はメタルコア50点のみとなる。ただし、連冠の切断30点は別に算定ができる。

さて、6月8日には、分割抜歯後の経過を観るため、リテイナーをセットしている。保険のルール上は、形成を予定している段階からリテイナーをセットしてもよいが、算定期間は形成料を算定した日からブリッジを装着するまでの期間となっている。症例では7月9日に算定している。

ブリッジの設計は3番が他のブリッジの支台として使われているため、やむを得ず45667の延長ブリッジとなった。

1装置が6歯以上のブリッジの平行測定には、サベイヤードなどを用いなければいけないが、5歯未満の場合は平行ミラーなどを用いても算定できる。検査結果はカルテに記載する。

金属裏装ポンティックは、前歯と小白歯に適用され、人工歯も別に算定できる。ただし、分割抜歯した6の近心のポンティックは、小白歯相当の費用を算定するが、部位自体はあくまで大臼歯なので、金属裏装ポンティックは給付外となり使用できない。昨年はこの請求での返戻が目立っていたので注意したい。保存した遠心根のメタルコアおよびFCKも小白歯で算定する(下表参照)。

分割抜歯後のブリッジ

	保存歯根	支台歯	ポンティック
上顎	頬側1根	小白歯	小白歯
	口蓋側1根	小白歯	小白歯
	頬側2根	大臼歯	不用
	1根のみ	×	×
下顎	近心根	小白歯	小白歯
	遠心根	小白歯	小白歯

同一歯の中で複数の歯冠修復物を除去した場合は、主たる項目を一つだけ算定するので、5ポストコア(歯根の1/3以上)50点、6メタルコア50点のみとなる。ただし、56連冠の切断30点は別に算定ができる。

リテイナーは、形成料を算定した日からブリッジを装着するまでの期間にしか算定できないので、7月9日から19日までの期間に1回限りの算定になる。

延長ブリッジは原則として認められないが、321123Brが既にあり、臨在歯が支台歯として使えないなど、止むを得ない場合に限り2、4、5番で1歯のみの延長ブリッジが認められる。

5歯未満のブリッジの平行測定は、サベイヤードでなくてもよい。平行測定用のミラーを用いても費用は算定できる。検査結果はカルテに記載する。

金属裏装ポンティックは人工歯料が別に算定できる。分割抜歯した部位のポンティックは、小白歯の費用を算定するが、部位自体は大臼歯なので、前歯と小白歯にしか適用されない。

部位	傷病名	診療開始日
4	C ₃ 慢性Per	23年6月1日
6	C ₃ 慢性Per	23年6月1日
56	FCK(連冠)フテキ	23年6月1日
5	ポストコアフテキ	23年6月1日
6	メタルコアフテキ	23年6月1日
45667	MT	23年6月1日
〔年齢〕41歳男性		
〔主訴〕左下の歯がぐらついて痛む		
〔所見〕4根尖病巣および6近心隣接部う窩深く保存不能		

月日	部位	療法・処置	点数
6/1		初診	218
	46	X-Ray(D) 1F	48
		4根尖部に透過像の病巣、および6近心隣接部に歯根に及ぶう窩を認む。ともに保存不能。	/
	46	浸麻(OA+歯科用キシロカインCt1.8ml)	/
	56	連結部切断	30
	5	FCK除去、ポストコア除去(歯根の1/3以上)	50
	6	FCK除去、メタルコア除去	50
	4	抜歯	260
	6	分割抜歯 近心根	470
		リテイナーimp	/
		処方せん	68
		㊦サワシリン錠250 1回1T 1日3回	/
		㊧ソレルモン錠25mg 1回2T 5回分	/
6/8		再診	42
		SP, リテイナー, 仮セ	/
		6月分 2日分 1,236点	
7/8		再診	42
		抜歯窩の経過良好のためブリッジ製作に着手	/
	56	メタルコアimp (20×2)	40
7/9		再診	42
		補診	100
		3が他のブリッジ支台のため45667ワンピース	/
		キャストブリッジ製作予定。	/
	56	メタルコアset (181×2)	362
		失PZ(FCK) メタルコア加算 (160+30)×2	380
	7	生PZ(FCK)	300
		平測 平行ミラーを用いて確認	50
		連imp(寒天+アルジネート)	275
		BT	70
		リテイナー 仮セ (100+4×3)	112
7/19		再診	42
	45667	ワンピースキャストBreset	150
		56712%金バラFCK (666×2+754)	2,086
		接着材料II(グセ) (12×3)	36
		412%金バラ金属裏装ポンティック	930
		人工歯(レジン)	13
		612%金バラ铸造ポンティック	696
		補管	330
		7月分 3日分 6,056点	